


Utilisation de la visionneuse

La visionneuse Tricefy offre un aperçu coloré et détaillé de toutes vos images, clips, rapports et pièces jointes. Ouvrez une étude ou une miniature dans la visionneuse en :

- Double-cliquant sur une étude ou une miniature dans les écrans Consultations ou Études ; ou
- Cliquant une fois sur une étude dans les Études et en sélectionnant le bouton **Ouvrir dans la visionneuse** en haut de l'écran ;
- Acceptant une invitation à une consultation (l'étude partagée s'ouvrira dans la visionneuse).

Naviguer dans la visionneuse

La partie supérieure de la visionneuse contient la plupart des fonctionnalités :

- Les boutons  permettent de faire défiler les études suivantes et précédentes dans votre écran Études.
- Les miniatures sélectionnées sur l'écran Études restent sélectionnées dans la visionneuse.
Cela signifie que si vous partagez l'étude avec un patient ou un collègue, ils ne recevront que les images sélectionnées. Les miniatures sélectionnées auront un contour **vert**.
 - o Pour sélectionner ou désélectionner des miniatures spécifiques, revenez à l'écran Études.
 - o Pour sélectionner toutes les images de l'étude, choisissez **Sélectionner tout** dans le menu d'action en haut de l'écran.

Affichage à l'écran

L'icône du moniteur en haut de l'écran permet de spécifier le nombre d'images à afficher, l'endroit où les afficher et de basculer la barre latérale des miniatures :

Mettez en évidence le nombre de quadrants à afficher (horizontal et vertical).

- Mettez en surbrillance une seule case pour afficher une seule image.

Sélectionnez l'une des options (indiquées sous les quadrants) pour déterminer l'endroit où les miniatures s'affichent à l'écran.

- L'option active est **bleue** ; sélectionnez l'option active pour désactiver les miniatures.