

Patient suivant

L'écran Patients fournit une liste des patients qui ont des examens dans Tricefy. Vous pouvez accéder à cet écran en sélectionnant **Patients** dans le menu de navigation supérieur.

Les en-têtes de page en haut de l'écran peuvent être modifiés et réorganisés en sélectionnant le bouton des **paramètres** dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez un en-tête de colonne (nom complet, date de naissance du patient, etc.) pour réorganiser la liste des patients. Par exemple, si vous sélectionnez Patient ID, la liste des patients sera classée par ordre alphanumérique. En sélectionnant à nouveau l'en-tête d'identification du patient, l'ordre sera inversé.

En sélectionnant **Afficher les études** d'un patient, vous passerez à l'écran Études, mais n'afficherez que les études de ce patient spécifique. Pour ce faire, Tricefy a appliqué un filtre ; double-cliquez sur le X dans le champ de recherche pour effacer le filtre :



En sélectionnant le nom d'un patient, vous ouvrirez une fenêtre permettant de modifier les informations le concernant. Cela ne modifie que les informations dans Tricefy et non les informations saisies dans votre système d'imagerie (vous devrez corriger ces données à l'aide de votre système d'échographie).

Après avoir corrigé les données de votre patient, sélectionnez le bouton **Enregistrer le patient**.

Correction de l'identification patient

Vous pouvez modifier l'identifiant unique du patient en utilisant les instructions ci-dessus si le patient n'est pas déjà dans Tricefy, cependant, vous ne pouvez pas avoir deux patients avec le même identifiant. Si le patient est déjà dans Tricefy (et que vous avez mal saisi l'ID), vous pouvez modifier l'étude :

- Sélectionnez **Études** dans les options de navigation supérieures pour revenir à l'écran Études
- Utilisez la fonction de recherche en haut de l'écran pour rechercher l'étude dont l'ID est incorrect
- Sélectionnez l'étude et choisissez **Modifier l'étude** dans le menu d'action
- Saisir le nom du patient qui a l'ID correct - Tricefy localisera le patient et réassignera l'étude

Supprimer un patient

Sélectionnez le lien **rouge Supprimer le patient** pour supprimer un patient de Tricefy. Cela effacera toutes les données du patient et supprimera toutes les études associées au patient. Cette action est irréversible. Vous pouvez renvoyer les anciennes études à Tricefy en utilisant votre système d'imagerie.