


Verwendung des Viewers

Der Tricefy-Viewer ermöglicht einen farbigen und genauen Blick auf all Ihre Bilder, Clips, Berichte und Anhänge. Öffnen Sie eine Studie oder ein Vorschaubild im Viewer, indem Sie:

- Auf den Bildschirmen „Konsultationen“ oder „Studien“ auf eine Studie oder auf ein Vorschaubild doppelklicken; oder
- Einmal auf eine Studie auf dem Bildschirm „Studien“ klicken und die Schaltfläche **Im Viewer öffnen** am oberen Rand des Bildschirms auswählen;
- Eine Einladung zu einer Konsultation annehmen (die freigegebene Studie wird im Viewer geöffnet)

Navigieren im Viewer

Der obere Teil des Viewers enthält den größten Teil der Funktionen:

- Mit den Schaltflächen  blättern Sie zu den nächsten und vorherigen Studien auf Ihrem Bildschirm
- Auf dem Bildschirm „Studien“ ausgewählte Vorschaubilder bleiben im Viewer ausgewählt.

Dies bedeutet, dass ein Patient oder ein Kollege, für den Sie die Studie freigeben, nur die ausgewählten Bilder erhält. Ausgewählte Vorschaubilder erhalten einen **grünen** Umriss.

- o Um bestimmte Vorschaubilder auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben, kehren Sie zu Ihrem Studien-Bildschirm zurück
- o Um alle Bilder innerhalb der Studie auszuwählen, wählen Sie **Alle auswählen** aus dem Aktionsmenü am oberen Rand des Bildschirms.

Bildschirmanzeige

Das Monitor-Symbol am oberen Rand des Bildschirms gibt die Anzahl der anzuzeigenden Bilder sowie den Ort an, an dem sie angezeigt werden sollen, und schaltet die Seitenleiste mit den Vorschaubildern um:

Markieren Sie die Anzahl der anzuzeigenden Quadranten (horizontal und vertikal)

- Markieren Sie nur ein Feld, um ein einzelnes Bild anzuzeigen