

## Patientenbildschirm

Der Patientenbildschirm enthält eine Liste der Patienten, die Untersuchungen in Tricefy haben. Sie können auf diesen Bildschirm zugreifen, indem Sie im oberen Navigationsmenü **Patienten** auswählen.

Die Seitenüberschriften am oberen Rand des Bildschirms können durch Auswahl des **Einstellungssymbols** in der oberen rechten Ecke geändert und neu angeordnet werden.

Wählen Sie eine beliebige Spaltenüberschrift (Vollständiger Name, Geburtsdatum des Patienten, usw.) aus, um die Reihenfolge der Patientenliste zu ändern. Wenn Sie beispielsweise Patienten-ID auswählen, werden die Patienten in alphanumerischer Reihenfolge nach der Patienten-ID aufgelistet. Durch erneutes Auswählen der Patienten-ID in der Kopfleiste wird die Reihenfolge umgekehrt.

Durch die Auswahl von **Studien anzeigen** für einen Patienten wechseln Sie zu Ihrem



Durch Auswählen eines Patientennamens wird ein Fenster zum Ändern der Patientendaten geöffnet. Dies ändert nur die Daten in Tricefy und nicht die Daten, die in Ihrem Bildgebungssystem eingegeben wurden (Sie müssen diese Daten mit Ihrem Ultraschallsystem korrigieren).

Nachdem Sie die Daten Ihres Patienten korrigiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Patient speichern**.

## Korrigieren einer Patienten-ID

Sie können die individuelle Patienten-ID mithilfe der obigen Anweisungen bearbeiten, wenn der Patient noch nicht in Tricefy ist. Es ist jedoch nicht möglich, dass zwei Patienten mit derselben ID vorhanden sind. Wenn der Patient bereits in Tricefy ist (und Sie die ID falsch eingegeben haben), können Sie die Studie bearbeiten:

- Wählen Sie in den oberen Navigationsoptionen **Studien** aus, um zum Studienbildschirm zurückzukehren
- Verwenden Sie die Suchfunktion am oberen Rand des Bildschirms, um nach der Studie mit der falschen ID zu suchen
- Wählen Sie die Studie und im Aktionsmenü die Option **Studie bearbeiten** aus
- Geben Sie den Namen des Patienten ein, der die richtige ID hat – Tricefy wird den Patienten finden und die Studie neu zuweisen

## Einen Patienten löschen

Wählen Sie den roten Link **Patient löschen** aus, um einen Patienten aus Tricefy zu entfernen. Dadurch werden alle Patientendaten und alle mit dem Patienten verbundenen Studien gelöscht. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Über Ihr Bildgebungssystem können Sie alte Studien an Tricefy zurücksenden.