


Utilizzo del Visualizzatore

Il Visualizzatore Tricefy fornisce una visione di grande fedeltà cromatica e ravvicinata di tutte le immagini, videoclip, report e allegati. Per aprire uno studio o una miniatura nel Visualizzatore:

- fare doppio clic sullo studio o sulla miniatura nelle schermate Consulti o Studi; o
- fare clic su uno studio nella cartella Studi e selezionare il tasto **Apri nel Visualizzatore** in alto sullo schermo;
- Accettare un invito a un consulto (lo studio condiviso si aprirà nel visualizzatore)

Navigare nel Visualizzatore

La maggior parte delle funzionalità è raggruppata nella parte superiore del Visualizzatore:

- con i tasti  è possibile passare agli studi successivi e precedenti contenuti nei propri Studi schermata
- Le miniature selezionate nella schermata Studi rimangono selezionate nel Visualizzatore.

Ciò significa che condividendo lo studio con un paziente o un collega, esso riceverà solo le immagini selezionate. Le miniature selezionate sono contornate in **verde**.

- o Per selezionare o deselectare miniature specifiche, tornare alla schermata Studi
- o Per selezionare tutte le immagini all'interno dello studio, premere **Seleziona tutto** nel menù Azioni nella parte superiore della schermata.

Aspetto della schermata

L'icona del monitor nella parte superiore della schermata specifica il numero di immagini da visualizzare, dove visualizzarle e permette di passare da un'immagine all'altra con la barra laterale delle miniature:

Evidenziare il numero di quadranti da visualizzare (orizzontali e verticali)

- Evidenziare una sola casella per visualizzare una singola immagine

Selezionare una delle opzioni (mostrate sotto i quadranti) per determinare la posizione di visualizzazione sulla schermata

- L'opzione attiva è in **blu**; selezionare l'opzione attiva per disabilitare le miniature