


Cómo usar el visor

El visor de Tricefy ofrece una visión en color y cercana de todas sus imágenes, clips, informes y archivos adjuntos. Para abrir un estudio o una miniatura en el visor:

- Haga doble clic en un estudio o miniatura en las pantallas Consultas o Estudios; o
- Haga un solo clic en un estudio (en Estudios) y seleccione el botón **Abrir en el visor** en la parte superior de la pantalla; o
- Acepte una invitación a una consulta (el estudio compartido se abrirá en el visor).

Moverse por el visor

La parte superior del visor contiene la mayor parte de las funciones:

- Los botones  permiten pasar a los estudios siguientes y anteriores en la pantalla Estudios.
- Las miniaturas seleccionadas en la pantalla Estudios permanecen seleccionadas en el visor.

Esto significa que si comparte el estudio con un paciente o compañero de trabajo, solo recibirá las imágenes seleccionadas. Estas miniaturas seleccionadas tendrán un contorno **verde**.

- o Para seleccionar o anular la selección de miniaturas específicas, vuelva a la pantalla Estudios.
- o Para seleccionar todas las imágenes dentro del estudio, elija **Seleccionar todo** en el menú de acciones en la parte superior de la pantalla.

Visualización de la pantalla

El icono del monitor situado en la parte superior de la pantalla especifica el número de imágenes que se van a mostrar y dónde van a aparecer, y activa la barra lateral de miniaturas:

Resalte el número de cuadrantes a mostrar (horizontal y vertical).

- Resalte un solo cuadrante para ver una sola imagen.

Seleccione una de las opciones (mostradas debajo de los cuadrantes) para determinar dónde se muestran las miniaturas en la pantalla.

- La opción activa aparece en **azul**; seleccione la opción activa para desactivar las miniaturas.