


Användning av Granskaren

Tricefy Granskare ger en färgstark och närmare titt på alla dina bilder, klipp, rapporter och bilagor. Öppna en undersökning eller tumnagel i Granskaren genom att:

- Dubbelklicka på en undersökning eller en tumnagel på vyn Konsultationer eller Undersökningar; eller
- Klicka en gång för att välja en av undersökningarna, och välj sedan knappen **Öppna i Granskaren** högst upp på vyn;
- Ta emot en inbjudan till en konsultation (den delade undersökningen öppnas i Granskaren)

Navigera i Granskaren

Överst i Granskaren hittar du de flesta av dess funktioner:

- Knapparna  scrollar till nästa och tidigare undersökningar på din Undersökningsvy
- Tumnaglar som valts på undersökningsvyn förblir markerade i granskaren. Detta innebär att om du delar undersökningen med en patient eller kollega kommer de endast att mottaga de valda bilderna. Valda tumnaglar har en **grön** kontur.
 - o För att välja eller avmarkera specifika tumnaglar, gå tillbaka till undersökningsvyn
 - o För att välja alla bilder i undersökningen, välj **Välj alla** i åtgärdsmenyn högst upp på vyn.

Visning på vyn

Skärmikonen högst upp på vyn anger antalet bilder som ska visas, var de ska visas, och växlar sidofältet för tumnaglar:

Markera antalet kvadranter som ska visas (horisontellt och vertikalt)

- Markera endast en ruta för att visa en enskild bild

Välj ett av alternativen (som visas under kvadranterna) för att avgöra var tumnaglarna ska visas på vyn