

Patientvyn

På patientervyn finns en lista över patienter som har undersökningar i Tricefy. Du kan komma åt den här vyn genom att välja **Patienter** från den översta navigeringsmenyn.

Sidhuvuden högst upp på vyn kan ändras och omorganiseras genom att välja **inställningskugghjulet** i det övre högra hörnet.

Välj vilken kolumnrubrik som helst (Fullständigt namn, födelsedatum, etc.) för att omorganisera hur patienter listas. Om du till exempel väljer Patient-ID listas patienterna i alfanumerisk ordning efter Patient-ID. Om du väljer patient-ID-rubriken igen kommer ordningen att omvändas.

Om du väljer **Visa undersökningar** för en patient kommer du att flyttas till undersökningsvyn men endast se undersökningar för den specifika patienten. För att göra detta applicerade Tricefy ett filter; dubbelklicka på X i sökfältet för att rensa filtret:



Om du väljer ett patientnamn öppnas ett fönster för att ändra patientinformation. Detta ändrar bara informationen i Tricefy, inte informationen som matats in i ditt bildsystem (du måste korrigera dessa uppgifter med ditt ultraljudssystem).

När du har korrigerat patientens data väljer du knappen **Spara patient**.

Åtgärda ett patient-ID

Du kan redigera det unika patient-ID:t med hjälp av instruktionerna ovan om patienten inte redan finns i Tricefy, men det går däremot inte att ha två patienter med samma ID. Om patienten redan finns i Tricefy (och du skrev in ID:t fel) kan du redigera undersökningen:

- Välj **Undersökningar** från de översta navigeringsalternativen för att återgå till undersökningsvyn
- Använd sökfunktionen högst upp på vyn för att söka efter den undersökning som har fel ID
- Välj undersökningen och välj **Redigera undersökning** från åtgärdsmenyn
- Ange namnet på patienten som har rätt ID - Tricefy kommer att hitta patienten och tilldela undersökningen till rätt patient

Radering av en patient

Välj den **röda** länken **Ta bort patient** för att ta bort en patient från Tricefy. Detta raderar all patientinformation och raderar alla undersökningar som är associerade med patienten. Det går inte att ångra den här åtgärden. Du kan skicka tillbaka gamla undersökningar till Tricefy genom ditt bildsystem.