

Schermata Paziente

La schermata Pazienti fornisce un elenco dei pazienti che hanno esami su Tricefy. È possibile accedere a questa schermata selezionando **Pazienti** dal menù di navigazione in alto.

Le intestazioni di pagina nella parte superiore dello schermo possono essere modificate e riorganizzate selezionando l'icona con l'ingranaggio delle **Impostazioni** nell'angolo in alto a destra.

Selezionare un'intestazione di colonna qualsiasi (Nome completo, Data di nascita del paziente, ecc.) per riorganizzare l'elenco dei pazienti. Ad esempio, selezionando ID paziente verranno elencati i pazienti in ordine alfanumerico in base all'ID paziente. Selezionando nuovamente l'intestazione dell'ID paziente, l'ordine verrà invertito.

Selezionando **Mostra studi** per un paziente si passerà alla schermata Studi ma verranno visualizzati solo gli studi per quel paziente specifico. A tal fine, Tricefy ha applicato un filtro; fare doppio clic sulla X nel campo di ricerca per annullare il filtro:



Selezionando il nome di un paziente si aprirà una finestra per la modifica delle informazioni che lo riguardano. Le informazioni vengono modificate solo su Tricefy e non nel sistema di imaging (qui i dati dovranno essere corretti usando il tuo sistema per ecografia).

Dopo aver corretto i dati del paziente, selezionare il tasto **Salva paziente**.

Correggere un ID paziente

È possibile modificare l'ID paziente utilizzando le istruzioni di cui sopra se il paziente non è già inserito su Tricefy ma, in ogni caso, non è possibile avere due pazienti con lo stesso ID. Se il paziente è già inserito su Tricefy (e l'ID è stato digitato in modo non corretto) è possibile modificare lo studio:

- Selezionare **Studi** dalle opzioni di navigazione in alto per tornare alla schermata Studi
- Utilizzare la funzione di ricerca nella parte superiore dello schermo per cercare lo studio con l'ID sbagliato
- Selezionare lo studio e scegliere **Modifica studio** dal menù Azione:
- Immettere il nome del paziente con l'ID corretto: Tricefy individuerà il paziente e riassegnerà lo studio

Eliminare un paziente

Selezionare il link **rosso Elimina paziente** per rimuovere un paziente da Tricefy. Questa azione cancellerà tutti i dati del paziente e tutti gli studi associati a quel paziente. Questa azione non può essere annullata. È possibile reinviare i vecchi studi a Tricefy utilizzando il proprio sistema di imaging.