

Elenco studi (schermata Studi)

Gli studi ricevuti da Tricefy vengono inseriti nella schermata Studi.

Selezionare **Studi** nella parte superiore della pagina per accedere a questa schermata.

Layout della schermata

Le informazioni nella schermata Studi sono determinate dalle intestazioni delle colonne. Per impostazione predefinita, queste includono:

- **Miniature:** ► indica che le miniature sono compresse. Selezionare l'icona dell'immagine nell'intestazione di colonna per passare da una miniatura all'altra o per aprire le miniature dei singoli studi con i tasti ►
- **Nome completo del paziente e data dello studio:** questi dati vengono acquisiti dal sistema ecografico
- **Stato:** questi dati vengono creati dall'amministratore dell'account
 - o Per modificare lo stato di uno studio, fare doppio clic sullo stato
- **Dettagli dello studio:** indica il tipo di file incluso nello studio, come ad esempio:
 - 🖼️ indica il numero di immagini
 - 🎞️ indica le clip cinetiche
 - 👤 indica il numero di collaboratori
 - 👨‍⚕️ indica il numero di consulti (condivisioni con i medici)
 - 📝 indica il numero di note, comprese le annotazioni
 - 🔗 indica quante volte è stato inviato un link al paziente

Con l'intestazione di colonna è possibile riorganizzare i propri studi. Selezionare un'intestazione di colonna per raggruppare gli studi ed elencarli in ordine alfanumerico o decrescente/crescente.

Per esempio:

- Selezionando l'intestazione di colonna Nome completo si riorganizzano gli studi che vengono elencati in ordine alfabetico per nome (A - Z)
- Selezionando nuovamente Nome completo si inverte l'ordine (Z - A)
- Selezionando l'intestazione di colonna Stato, gli studi vengono elencati raggruppati per stato

Impostazioni pagina

Le colonne sono personalizzabili. È possibile modificare, rimuovere e aggiungere ulteriori intestazioni di colonna, come ecografista, data di nascita del paziente, procedura, ecc. selezionando **l'icona (ingranaggio) delle Impostazioni** nella parte superiore della schermata Studi.

- Selezionare **Visualizza miniature** per mostrare sempre le miniature per ogni studio
- Seleziona **Miniature in ordine inverso** per visualizzare sempre le miniature in ordine inverso (con i report prima, se applicabile)
- Deselezionare **Scorri elenco degli studi in orizzontale** per disabilitare lo scorrimento (da destra a sinistra) delle miniature dei singoli studi
- Selezionare o deselezionare le opzioni per abilitare o disabilitare le intestazioni di colonna
 - o Un segno di spunta **verde** indica che la colonna è visibile

Riorganizzare le intestazioni di colonna

Per modificare l'ordine di visualizzazione delle intestazioni di colonna, trascinare gli elenchi delle intestazioni in un ordine diverso in Impostazioni pagina.

Larghezza colonna

Per impostazione predefinita, viene effettuato un adattamento automatico delle larghezze delle colonne. Per modificare la larghezza:

1. Passare il mouse sulla linea che separa due colonne finché il puntatore non si trasforma in una freccia a doppia punta
2. Tenere premuto spostando leggermente la freccia per allargare o restringere le colonne

Funzionamento di base

Selezionando uno studio (esame) nell'Elenco studi, questo studio diventa **blu**.

Se le miniature sono espanse, sono tutte selezionate (si capisce che sono selezionate perché sono incorniciate in **verde**). Ciò significa che inviandole a un paziente o condividendole con un medico, vengono inviate tutte le immagini.

Selezionando uno studio, nella parte superiore dello schermo, vengono visualizzate opzioni aggiuntive:

- **Apri nel Visualizzatore:** apre l'esame nel Visualizzatore, dove è possibile ingrandire, visualizzare più immagini contemporaneamente, riprodurre video clip e scrivere appunti
 - **Invia a:** fornisce opzioni per inviare l'esame a un paziente, a un medico (ad es. al medico di riferimento) o a un server esterno, come un EMR
 - **Menù Azione:** visualizza le opzioni per allegare, spostare o eliminare l'esame, come spiegato di seguito
 - **Icona etichetta:** visualizza le etichette che possono essere applicate all'esame
- Se è abilitata la reportistica adattiva di Tricefy è disponibile un'opzione per creare un report.

Menù Azione

Il menù Azione (i) si trova nella parte superiore della schermata Studi, nella schermata Consulto e nel

Visualizzatore. È visibile solo quando uno studio è selezionato:

- **Allega file *:** seleziona un file da allegare allo studio
- **Modifica studio *:** assegna lo studio a un altro paziente (se il nome è stato scritto in modo errato nel sistema per le ecografie)
- **Sposta:** trasferisce o copia uno studio su un altro account Tricefy (disponibile solo per gli utenti che hanno più account)
- **Scarica studi:** scarica uno studio da Tricefy sul proprio computer
- **Elimina:** rimuove uno studio da Tricefy. È possibile inviare nuovamente lo studio utilizzando il proprio sistema di imaging

- **Annulla selezione:** deselecta lo studio/gli studi
- **Seleziona tutto:** seleziona tutte le miniature in uno studio; disponibile solo quando si utilizza il Visualizzatore

** Non disponibile se sono selezionati più studi*

Menù Invia a

Il menù **Invia a** si trova nella parte superiore della schermata Visualizzatore e Studi (se è selezionato uno studio)

- **Invia al paziente:** invia un esame a un paziente
 - o Il paziente riceverà un link alla sua pagina Internet che funge da host per le immagini
- **Invia al medico:** invia un esame a un medico, ad esempio a un medico di riferimento
 - o questo riceverà un link per visualizzare e commentare l'esame.
- **Invia al server DICOM:** invia un esame a un server esterno, come un PACS
 - o Tricefy si integra con software e server esterni per gestire flussi di lavoro efficienti

Nella schermata Consulti, Invia al server DICOM è l'unica opzione in questo menù.

- Per inviare l'esame al paziente, tornare alla schermata Studi selezionando **Studi** dalle opzioni di navigazione
- Per inviare l'esame ad altri medici, utilizzare il pannello informativo laterale nella schermata Consulti

Pannello informativo laterale

È possibile allegare file, applicare etichette e visualizzare le informazioni sullo studio utilizzando il pannello informativo laterale.

Se il pannello laterale è aperto nella schermata Studi e uno studio non è selezionato, il pannello visualizza una cronologia con data e ora dell'attività della clinica.

- **Scheda Attività account:** visualizza una cronologia che include tutti i membri della clinica
- **Scheda Le mie attività:** visualizza una cronologia delle azioni dell'utente

Una volta selezionato uno studio, le informazioni nel pannello mostreranno quelle specifiche per quello studio.

Queste informazioni sono organizzate in sei schede:

Scheda Informazioni

La **scheda Informazioni** mostra la data dello studio, la scadenza dello studio, informazioni sul paziente

(nome, genere, data di nascita), informazioni sulla procedura (medici, procedura) e la portata dello studio.

Allegare file (pannello laterale - scheda Informazioni)

Per allegare file, come un report, un PDF o un file di immagine, selezionare **Scegli file** e selezionare i file dal computer/dalla rete.

Scheda Report

La **scheda Report** (disponibile solo per i clienti che svolgono attività di reportistica) elenca i rapporti in sospeso e quelli finalizzati. Selezionare un report in sospeso per continuarlo; selezionare un report finalizzato per visualizzarlo o aggiornarlo.

Scheda Etichette

Le etichette aiutano a filtrare, ordinare e cercare gli studi. Per aggiungere (o rimuovere) un'etichetta per lo studio, selezionare il pulsante +. Le etichette utilizzate in precedenza vengono precompilate; selezionare o deselezionare come richiesto. Per aggiungere una nuova etichetta, digitare nel campo di testo e confermare con **Invio** sulla tastiera.

Scheda Condivisioni

La **scheda Condivisioni** mostra un registro di quando e dove lo studio è stato condiviso in precedenza.

- Se lo studio è stato condiviso con un paziente, verrà registrato in **Collegamenti pazienti**
 - o Se il paziente elimina accidentalmente le immagini o desidera che vengano nuovamente inviate, inviarle nuovamente selezionando la freccia del menù a discesa. Questo metodo invierà lo stesso collegamento alle stesse informazioni di contatto.
 - o Se il collegamento è scaduto o le immagini devono essere inviate utilizzando informazioni di contatto diverse, condividere nuovamente le immagini con il paziente utilizzando la funzione **Invia a paziente**.

Se lo studio è stato inviato a un collega/un altro medico, verrà registrato in Consulti. Viene inviata una notifica di quando il collega ha visualizzato lo studio. Se lo studio non è ancora stato visualizzato, viene visualizzato il messaggio **Non letto**.

Scheda Note

La **scheda Note** visualizza note con data e ora e una casella di testo per crearne di nuove. Digitare un commento nella casella di testo, seguito da **Aggiungi nota**. Questa nota sarà visibile agli altri membri della clinica. Selezionare X per cancellare la nota.

Scheda attività

La **scheda Attività** visualizza un registro con data e ora per le azioni eseguite dalla clinica.