

Instructions d'utilisation

Tricefy® et Tricefy Uplink™

Version 4 du logiciel

Utilisation prévue :

Tricefy est destiné à fournir aux médecins des fonctionnalités pour recevoir, transmettre, présenter, partager, communiquer, récupérer et visualiser des images médicales.

Précautions d'utilisation et spécifications :

- Lisez les instructions d'utilisation pour vous assurer de la bonne utilisation de votre logiciel.
- Reportez-vous à <https://trice.statuscast.com/#/> pour des mises à jour hebdomadaires, des corrections de bogues et des notifications en cas de problème
- Ce logiciel ne doit être utilisé que par des membres qualifiés et autorisés du compte
- Ce logiciel ne doit pas être utilisé pour établir des diagnostics médicaux
- Trice Imaging n'est pas autorisé à accéder aux données des patients ou à renvoyer des images aux patients au nom des clients
- Toutes les données et mesures sont tirées directement du système d'échographie, le logiciel Tricefy n'effectue pas de mesures ou de calculs
- Tricefy Uplink nécessite un ordinateur avec une adresse IP statique, au moins 40 Mo d'espace disque et Windows 10 ou Mac OS X 10.6 ou supérieur
- L'ordinateur/serveur qui exécute le logiciel Uplink doit être allumé et toujours connecté à Internet
- Ce logiciel dépend d'une connexion Internet ; une interruption de service ou une connexion Internet lente affectera les performances de Tricefy.

Contact :

E-mail : support@triceimaging.com

Téléphone :

- Téléphone U.S.A : 858.397.5216
- Téléphone Royaume-Uni : +44 1767 512021
- Téléphone Suède : +46 10888 68 30
- Facturation : +1858.397.5217

Fabricant :	Trice Imaging, Inc. 1343 Startford Ct Del Mar, Californie, 92014	Adresse du représentant européen :	Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH La Hague Pays-Bas
Tricefy AB Birger Jarlsgatan 57c Stockholm 114 34 Suède			
UDI-DI de base : 0860006627145W			SRN: US-MF-000010257
Délégué à la protection des données : Kris Kumler privacy@triceimaging.com			

