

# Gebrauchsanweisung

Tricefy® und Tricefy Uplink™

Software-Version 4

## Bestimmungsgemäße Verwendung:

Tricefy soll Ärzten Funktionalitäten zum Empfangen, Übertragen, Präsentieren, Teilen, Kommunizieren, Abrufen und Betrachten von medizinischen Bildern bieten.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und Spezifikationen:

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um die ordnungsgemäße Verwendung Ihrer Software sicherzustellen
- Siehe <https://trice.statuscast.com/#/> für wöchentliche Updates, Fehlerbehebungen und Benachrichtigungen über Probleme
- Diese Software sollte nur von qualifizierten und autorisierten Kontomitgliedern verwendet werden
- Diese Software sollte nicht zur medizinischen Diagnosestellung verwendet werden
- Trice Imaging ist nicht berechtigt, auf Patientendaten zuzugreifen oder Bilder im Namen von Kunden an Patienten weiterzuleiten
- Alle Daten und Messungen werden direkt aus dem Ultraschallsystem bezogen, die Tricefy-Software führt keine Messungen oder Berechnungen durch
- Tricefy-Uplink benötigt einen Computer mit einer statischen IP-Adresse, mindestens 40 MB Speicherplatz und entweder Windows 10 oder Mac OS X 10.6 oder höher
- Der Computer/Server, auf dem die Uplink-Software ausgeführt wird, muss eingeschaltet und immer mit dem Internet verbunden sein
- Diese Software ist auf eine Internetverbindung angewiesen. Unterbrechungen des Dienstes oder eine langsame Internetverbindung beeinträchtigen die Leistung von Tricefy

## Kontakt:

**E-Mail:** [support@triceimaging.com](mailto:support@triceimaging.com)

## Telefon:

- Telefonnummer in den USA: 858.397.5216
- Telefonnummer im Vereinigten Königreich: +44 1767 512021
- Telefonnummer in Schweden: +46 10 888 68 30
- Rechnungsstellung: +1 858.397.5217

<b>Hersteller:</b>	Trice Imaging, Inc. 1343 Stratford Ct Del Mar, Kalifornien, 92014	<b>Adresse des Europäischen Vertreters:</b>	Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH Den Haag Niederlande
Tricefy AB Birger Jarlsgatan 57c Stockholm 114 34 Schweden			
<b>Basis UDI-DI:</b> 0860006627145W			<b>SRN:</b> US-MF-000010257
<b>Datenschutzbeauftragter:</b> Kris Kumler <a href="mailto:privacy@triceimaging.com">privacy@triceimaging.com</a>			

