

Istruzioni per l'uso

Tricefy® e Tricefy Uplink™

Versione 4 del software

Uso previsto:

Tricefy è stato concepito per fornire ai medici funzionalità per ricevere, trasmettere, presentare, condividere, comunicare, recuperare e visualizzare immagini mediche.

Precauzioni per l'uso e specifiche:

- Leggere le istruzioni per l'uso per garantire un uso corretto del software
- Fare riferimento a <https://trice.statuscast.com/#/> per aggiornamenti settimanali, correzioni di bug e notifiche di eventuali problemi
- Questo software può essere utilizzato solo da titolari di account qualificati e autorizzati
- Questo software non deve essere utilizzato per effettuare diagnosi mediche
- A Trice Imaging non è consentito accedere ai dati dei pazienti o inviare nuovamente immagini ai pazienti per conto di clienti
- Tutti i dati e le misurazioni vengono estratti direttamente dal sistema ecografico, il software Tricefy non esegue misurazioni o calcoli
- Tricefy Uplink richiede un computer con un indirizzo IP statico, almeno 40 MB di spazio su disco e Windows 10 o Mac OS X 10.6 o versioni successive
- Il computer/server che esegue il software Uplink deve essere acceso e sempre connesso a Internet
- Questo software si basa su una connessione Internet; l'interruzione del servizio o una connessione Internet lenta influiranno sulle prestazioni di Tricefy

Contatti:

E-mail: support@triceimaging.com

Telefono:

- Telefono USA: 858.397.5216
- Telefono Regno Unito: +44 1767 512021
- Telefono Svezia: +46 10888 68 30
- Fatturazione: +1 858.397.5217

Contattare l'assistenza per richiedere aiuto nell'installazione, nella configurazione, nelle impostazioni e per qualsiasi altra domanda. Siamo qui per aiutarti.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Costruttore: | Trice Imaging, Inc. 1343 Stratford Ct Del Mar, California, 92014 | Indirizzo del rappresentante europeo: | Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH L'Aia, Paesi Bassi |
| | Tricefy AB Birger Jarlsgatan 57c Stoccolma, 114 34 Svezia | | |
| UDI-DI di base: 0860006627145W | | SRN: US-MF-000010257 | |
| Responsabile della protezione dei dati: Kris Kumler privacy@triceimaging.com | | | |

