

Pantalla Pacientes

La pantalla Pacientes proporciona una lista de pacientes que tienen exámenes en Tricefy. Puede acceder a esta pantalla seleccionando **Pacientes** en el menú de navegación superior.

Los encabezados de página en la parte superior de la pantalla se pueden modificar y reorganizar seleccionando el **engranaje de configuración** en la esquina superior derecha.

Seleccione cualquier encabezado de columna (nombre completo, fecha de nacimiento del paciente, etc.) para reordenar la lista de pacientes. Por ejemplo, si se selecciona el id. del paciente, los pacientes aparecerán en orden alfanumérico por id. del paciente. Si se vuelve a seleccionar el encabezado de id. de paciente, se invertirá el orden.

Si se selecciona **Mostrar estudios** de un paciente, se pasará a la pantalla Estudios, pero solo se mostrarán los estudios de ese paciente en concreto. Para ello, Tricefy ha aplicado un filtro; haga doble clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo:



Al seleccionar el nombre de un paciente, se abrirá una ventana para modificar su información. Esto solo cambia la información en Tricefy, no la información introducida en su sistema de imágenes (tendrá que corregir esos datos usando su sistema de ecografía).

Después de corregir los datos de su paciente, seleccione el botón **Guardar paciente**.

Corregir el id. de un paciente

Puede modificar el id. único del paciente siguiendo las instrucciones anteriores si el paciente aún no se encuentra en Tricefy; sin embargo, no puede tener dos pacientes con el mismo id. Si el paciente ya está en Tricefy (y escribió mal el id.), puede modificar el estudio:

- Seleccione **Estudios** en las opciones de navegación superiores para volver a la pantalla Estudios.
- Utilice la función de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar el estudio que tiene el id. incorrecto.
- Seleccione el estudio y elija **Editar estudio** en el menú de acciones.
- Introduzca el nombre del paciente con el id. correcto; Tricefy localizará el paciente y reasignará el estudio.

Borrar un paciente

Seleccione el enlace en **rojo Borrar paciente** para borrar un paciente de Tricefy. Esto borrará todos los datos del paciente y eliminará cualquier estudio asociado. Esta acción no se puede deshacer. Puede enviar estudios antiguos a Tricefy utilizando su sistema de imágenes.