

Instrucciones de uso

Tricefy® y Tricefy Uplink™

Versión de software 4

Uso previsto:

Tricefy tiene por objeto proporcionar a los médicos funcionalidades para recibir, transmitir, presentar, compartir, comunicar, recuperar y visualizar imágenes médicas.

Precauciones de uso y especificaciones:

- Lea las instrucciones de uso para garantizar el uso adecuado de su software.
- Consulte <https://trice.statuscast.com/#/> para ver actualizaciones semanales, corrección de errores y notificaciones de cualquier problema.
- Este software solo debe ser utilizado por miembros de la cuenta cualificados y autorizados.
- Este software no debe utilizarse para realizar diagnósticos médicos.
- Trice Imaging no puede acceder a los datos del paciente o reenviar imágenes a los pacientes en nombre de los clientes.
- Todos los datos y mediciones se extraen directamente del sistema de ecografía; el software Tricefy no realiza mediciones ni cálculos.
- Tricefy Uplink requiere un ordenador con una dirección IP estática, al menos 40 MB de espacio en disco y Windows 10 o Mac OS X 10.6 o superior.
- El ordenador o servidor que ejecuta el software Uplink debe estar encendido y siempre conectado a internet.
- Este software depende de una conexión a internet; la interrupción del servicio o una conexión lenta a internet afectará al rendimiento de Tricefy.

Contacto:

Correo electrónico: support@triceimaging.com

Teléfono:

- Teléfono en EE. UU.: 858.397.5216
- Teléfono en el Reino Unido: +44 1767 512021
- Teléfono en Suecia: +46 10 888 68 30
- Facturación: +1 858.397.5217

Póngase en contacto con el servicio de asistencia para obtener ayuda con la instalación, la configuración, los ajustes y cualquier otra pregunta. Estamos aquí para ayudarle.

Fabricante:	Trice Imaging, Inc. 1343 Stratford Ct Del Mar, California, 92014	Dirección del representante en Europa:	Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH La Haya, Países Bajos
	Tricefy AB Birger Jarlsgatan 57c Estocolmo 114 34 Suecia		
UDI-DI básico: 0860006627145W		SRN: US-MF-000010257	
Responsable de la protección de datos: Kris Kumler privacy@triceimaging.com			

