

Bruksanvisningar

Tricefy® och Tricefy Uplink™
Programvaruversion 4

Avsedd användning:

Tricefy är avsett att förse läkare med funktioner för att ta emot, överföra, presentera, dela, kommunicera, hämta och visa medicinska bilder.

Försiktighetsåtgärder för användning och specifikationer:

- Läs bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning av din programvara
- Se <https://trice.statuscast.com/#!/> för veckovisa uppdateringar, buggfixar och meddelanden om eventuella problem
- Denna programvara ska endast användas av kvalificerade och behöriga kontomedlemmar
- Denna programvara bör inte användas för att ställa medicinsk diagnos
- Trice Imaging har inte tillstånd att komma åt patientdata eller skicka bilder igen till patienter på uppdrag av kunder
- Alla data och mätningar hämtas direkt från ultraljudssystemet, Tricefy-programvaran utför inte mätningar eller beräkningar
- Tricefy Uplink kräver en dator med en statisk IP-adress, minst 40 MB diskutrymme och antingen Windows 10 eller Mac OS X 10.6 eller högre
- Datorn/servern som kör Uplink-programvaran måste vara påslagen och alltid ansluten till internet
- Denna programvara är beroende av en internetanslutning. Störningar i uppkopplingen eller långsamt internet påverkar Tricefys prestanda

Kontakt:

E-post: support@triceimaging.com

Telefon:

- Telefon USA: 858 397 5216
- Telefon Storbritannien: +44 1767 512021
- Telefon Sverige: +46 10 888 68 30
- Fakturering: +1 858 397 5217

Kontakta supporten för hjälp med installation, konfiguration, inställningar och eventuella andra frågor. Vi är här för att hjälpa dig.

Tillverkare:	Trice Imaging, Inc. 1343 Stratford Ct Del Mar, Kalifornien, 92014	Adress till europeisk representant:	Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH Haag, Nederländerna
Tricefy AB Birger Jarlsgatan 57c Stockholm 114 34 Sverige			
Grundläggande UDI-DI: 0860006627145W		SRN: US-MF-000010257	
Dataskyddsbud: Kris Kumler privacy@triceimaging.com			

